

ワイヤーカッター／ワイヤー剪刀



DP551R
ワイヤー剪刀
片刃鋸歯状
120mm
vb00177



(側部カッティング)
LX156R
超硬チップ付ワイヤーカッター
ソフトワイヤー 3mm
ハードワイヤー 2.2mm
235mm
vb00178



spezialvergütete
Schneiden
骨上で直接鋼線を
切り取りできるよ
うに刃部が曲がっ
ています。

(側部カッティング)
LX159R
ワイヤーカッター
ライル
ソフトワイヤー 2mm
ハードワイヤー 1.5mm
175mm
vb00179

ワイヤーカッター



(頭部カッティング)

LX150R

超硬チップ付ワイヤーカッター
ソフトワイヤー 2mm
ハードワイヤー 1.5mm
145mm

vb00180



(頭部カッティング)

LX152R

超硬チップ付ワイヤーカッター
ソフトワイヤー 3mm
ハードワイヤー 2mm
220mm

vb00181



LX164R

ワイヤーカッター
φ6mmまで
470mm

vb00182